



EURONDA DAMPFSTERILISATOR B-KLASSE EXL STARTERPAKET

29L-Kesselvolumen, Stand alone, Zubehör

Artikelnummer: 202993

Hersteller: Euronda

UVP: 8.490,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Der EXL Autoklav von Euronda ist ein großer Dampfsterilisator der Klasse B, der besonders gut für Dentalkliniken und Praxen mit hohem Sterilisierbedarf und langen Instrumente geeignet ist. Die Sterilisierkammer mit 29 Litern Volumen und 55 Zentimetern Tiefe ermöglicht besonders großzügige Beladungen. Trotzdem ist der Autoklav von Euronda kompakt, schnell und verbraucht nur 700 Milliliter Wasser pro Zyklus.

Die einfache Navigation findet über das bedienerfreundliche Touch-Display des Autoklaven statt und ermöglicht eine intuitive Programmauswahl. Die fünf integrierten B-Zyklen für die Sterilisation (121°C, 134°C, 134°C Prionen, 134°C Schnellprogramm, 134° Prionen Schnellprogramm) werden ergänzt von den

Testzyklen für Vakuumtest, Helixtest und Bowie-Dick-Test. Alle Programme entsprechen der Norm EN 13060 für Kleinststerilisatoren.

Das neu gestaltete Menü ermöglicht die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf. Der praktische E-Timer von Euronda ermöglicht die Planung von Testläufen und Sterilisationszyklen nach Ihren Wünschen, so kann beispielsweise ein regelmäßiger Vakuumtest vor Arbeitsbeginn erfolgen. Die Prozessdaten werden automatisch normkonform mit der EN 13060 auf der im Autoklaven integrierten SD-Karte dokumentiert und können von hier aus über den Netzwerkanschluss bequem auf den PC übertragen werden. Hier kann die Weiterverarbeitung mit der kostenfreien E-Memory Software von Euronda oder Ihrer Praxis-Software erfolgen. Prozessschritte können jeweils im Sterilisator von Euronda separat freigegeben werden, dadurch ist eine benutzerspezifische Rückverfolgbarkeit und Validierung aller Prozessschritte gewährleistet. Zur Erweiterung der Sterilgutkennzeichnung kann der Euronda EXL optional mit Drucklösungen ausgestattet werden, die problemlos über das Plug-and-Play-Prinzip angeschlossen werden.

Der EXL von Euronda ist besonders wartungsfreundlich und pflegeleicht, was ihn zu einem langlebigen und damit wirtschaftlichen Autoklaven macht. In der geräumigen Kammer finden zehn Normtrays, fünf Maxitrays oder drei extralange Tray-Kassetten Platz. Dadurch können große Mengen Instrumentarium auf einmal sterilisiert werden, was Ressourcen schont. Trotz der Größe und Leistungsfähigkeit des Euronda EXL arbeitet er mit einem normalen 230 V-Anschluss und benötigt wenig Wasser. Dank der Dampferzeugung außerhalb der Sterilisierkammer werden die Zykluszeiten verkürzt, Wasser gespart und bessere Dampfqualität erreicht. Die Sterilisationsparameter werden durch die intelligente Programmlogik an die tatsächliche Beladung angepasst, was weitere Ressourcen wie Wasser, Strom und Zeit einspart.

Die Zugänglichkeit des Wassertanks von oben erleichtert die Befüllung und Reinigung des Sterilisators. Besonders servicefreundlich wird der Euronda EXL durch einfach abnehmbare Seitenteile, eine logische Anordnung der Komponenten und die gute Erreichbarkeit aller wichtigen Bauteile. Die permanente Wasserkontrolle des Autoklaven verhindert unerwünschte Ablagerungen und trägt so zur Schonung Ihrer Instrumente bei. Luft und Wasser werden sauber getrennt, hierdurch wird die dauerhafte Leistungsfähigkeit Ihres Autoklaven sichergestellt.

Die umfassende Erstausrüstung des Euronda EXL beinhaltet bereits ein Traygestell sowie fünf Maxi-Trays. Diese können mit den ebenfalls enthaltenen Traygriffen sicher und einfach entnommen werden. Eine SD-Speicherkarte und der Netzwerkanschluss zur Dokumentation und Nachweisführung sind ebenso enthalten wie ein Entwässerungsschlauch, ein Reinigungsschwamm und ein bakteriologischer Filter. Weiteres Zubehör für den Sterilisator, wie eine Wasseraufbereitungsanlage, Drucker zur Sterilgutkennzeichnung oder der Rollcontainer E-Cart von Euronda ergänzen den Autoklaven und sorgen für sinnvolle Arbeitserleichterungen.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal.

Die Inbetriebnahme und Einweisung ist nicht im Gerätepreis enthalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 85,5 cm x 46 cm x 45,5 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 55 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 3200 W

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 62 kg

Garantielaufzeit: 24 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 29 Liter

Beladungsmenge: 7 kg Instrumente / 2 kg Textilien

Tablettmaße: 55 cm x 18 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Volumen Wassertank: 5 Liter

Betriebszeit Universalprogramm: 47 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 69 Min.

Trocknung: Trocknung integriert

Trocknungszeit: 20 Min.