



MELAG DAMPFSTERILISATOR EUROKLAV 23 VS+ AKTIONSPAKET

S-Klasse Autoklav, 22L-Kesselvolumen, Stand alone, Zubehör

Artikelnummer: 202621

Hersteller: Melag

UVP: 7.759,00 €

Preis: 6.495,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Euroklav 23 VS+ 3 x Tablett- Tablethalterung A Plus- MELAflash CF-Card-Printer mit CF-Card und Kartenlesegerät-
Tablettheber- Schlauch zur Entleerung des internen Vorratstanks

Mit dem Autoklaven Euroklav 23 VS+ bietet MELAG einen Sterilisator für Anwender von Instrumenten ohne, oder einfachen Hohlkörpern. Der MELAG Euroklav 23 VS+ ist ein Klasse "S" Sterilisator mit einfachem Vakuum. Dies ermöglicht auch die Sterilisation von einfachen Hohlkörperinstrumenten. Für Instrumente mit per Definition schwierig aufzubereitenden Hohlkörpern wird ein Klasse B Autoklav mit vorfraktioniertem Vakuumverfahren benötigt. Durch das größere Kammervolumen von 22 Litern (Kammertiefe 45 Zentimeter) als

Euroklav 29 VS+ ist der Euroklav 23 VS+ besonders für Praxen geeignet, die längere Instrumente, Verpackungen oder Kassetten sterilisieren möchten. Der MELAG Euroklav 23 VS+ Dampfsterilisator 22 Liter - S-Klasse verfügt über vier S-Klasse Programme zur Sterilisation von unverpackten oder verpackten Instrumenten sowie Textilien.

Dieser Autoklav ist ein praktisches Stand alone Gerät. Für die Inbetriebnahme bedarf es keiner bauseitigen Voraussetzungen an Zu- oder Abwasserleitungen. Der Sterilisator verfügt über zwei integrierte Tanks für Speise- und Abwasser. Befüllen Sie den Speisewassertank nach Bedarf und entleeren Sie den Brauchwassertank, sobald Ihnen der Autoklav die Meldung hierzu gibt. Das Entleeren des Brauchwassertanks erfolgt über den mitgelieferten Ablassschlauch.

Um Ihren Sterilisationsprozess zu dokumentieren, enthält dieses Paket den MELAflash CF-Karten-Printer. Dieser wird an den Autoklaven angeschlossen und speichert die Sterilisationsdaten jeder Charge sicher ab. Das Auslesen der Daten kann dank des mitgelieferten Kartenlesegeräts an jedem Computer erfolgen. Aufgrund der Chargendokumentation ist dieser Sterilisator validierbar. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 69 cm x 42,5 cm x 48,5 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 45 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 45 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Verbindung: optional

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 22 Liter

Beladungsmenge: 4 kg Instrumente / 0,8 kg Textilien

Tablettmaße: 29 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: einfache Hohlkörper

geeignet für Endoskope: Nein

Betriebszeit Universalprogramm: 25 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 15 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 40 Min.

Trocknung: Trocknung integriert

Trocknungszeit: 25 Min.