



MELAG DAMPFSTERILISATOR S-KLASSE EUROKLAV 23 VS+

22L-Kesselvolumen, Stand alone

Artikelnummer: 200029

Hersteller-EAN: 04260212350744

Hersteller: Melag

UVP: 6.539,00 €

Preis: 5.395,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit dem Euroklav 23 VS+ bietet MELAG einen Sterilisator für Anwendende von Instrumenten ohne oder mit einfachen Hohlkörpern. Der MELAG Euroklav 23 VS+ ist ein Klasse "S" Sterilisator mit einfachem Vakuum. Dies ermöglicht auch die Sterilisation von einfachen Hohlkörperinstrumenten. Für Instrumente mit per Definition schwierig aufzubereitenden Hohlkörpern, wird ein Klasse B Autoklav mit vorfraktioniertem Vakuumverfahren benötigt. Durch das große Kammervolumen von 22 Litern (Kammertiefe 45 Zentimeter) ist der Euroklav 23 VS+ besonders für Praxen geeignet, die längere Instrumente, Verpackungen oder Kassetten sterilisieren möchten. Der MELAG Euroklav 23 VS+

Dampfsterilisator 22 Liter - S-Klasse verfügt über vier S-Klasse Programme zur Sterilisation von unverpackten oder verpackten Instrumenten sowie Textilien. Der Euroklav 23VS+ ist ein praktisches Stand alone Autoklav. Für die Inbetriebnahme bedarf es keiner bauseitigen Voraussetzungen an Zu- oder Abwasserleitungen. In Kombination mit einer Wasseraufbereitungsanlage kann dieser Autoklav jedoch problemlos zu einem Festwassergerät umgerüstet werden. Der Sterilisator verfügt über zwei integrierte Tanks für Speise- und Abwasser. Befüllen Sie den Speisewassertank nach Bedarf und entleeren Sie den Brauchwassertank, sobald Ihnen der Autoklav die Meldung hierzu gibt. Das Entleeren des Brauchwassertanks erfolgt über den mitgelieferten Ablassschlauch.

Um den MELAG Autoklav 23V+ optimal zu nutzen, beraten wir Sie gerne zum umfangreich verfügbaren Zubehör.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 69 cm x 42,5 cm x 48,5 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 45 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 45 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Verbindung: optional

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 22 Liter

Beladungsmenge: 4 kg Instrumente / 0,8 kg Textilien

Tablettmaße: 42 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: einfache Hohlkörper

geeignet für Endoskope: Nein

Betriebszeit Universalprogramm: 25 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 15 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 40 Min.

Trocknung: Trocknung integriert

Trocknungszeit: 25 Min.