



MELAG DAMPFSTERILISATOR STERIHERO PODO 18 S

S-Klasse Autoklav, 17L Kesselvolumen, Stand alone

Artikelnummer: 208470

Hersteller: Melag

Preis: 3.029,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der SteriHero Podo 18 S von MELAG ist ein effizienter Autoklav für den Kosmetik- und Beauty-Bereich. Dieser brandneue Stand-alone Autoklav wurde speziell für kosmetische Praxen, Salons und Studios entwickelt. Von den Funktionen bis zum Preis überzeugt er mit leistungsstarken Technologien, einem intuitiven Smart-Touch-Display und der einzigartigen MELAG Qualität, made in Germany. Bei Bedarf ist der SteriHero Podo 18 mit einer zusätzlichen Wasser-Aufbereitung kompatibel. SteriHero Podo 18 S bietet eine noch herausragendere Kombination aus Preis und Leistung für podologische Praxen und Einrichtungen, die keinen Klasse B Autoklaven benötigen. Der neue Klasse S Autoklav erfüllt sämtliche Anforderungen an ein Medizinprodukt und gewährleistet durch das fraktionierte Vakuumverfahren sogar die sichere

Sterilisation von verpackten Instrumenten mit einfachen Hohlkörpern wie Gelenkinstrumenten und Zangen. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen, die SteriHero Podo 18 S bietet: - Sicherheit für Ihre Patienten und Kunden: Der Klasse-S-Autoklav bietet mit dem fraktionierten Vakuumverfahren nach EN 13060 eine sichere Sterilisation von verpackten und unverpackten Instrumenten ohne komplexe Hohlkörper. - Mehr als genug Power für alles, was Sie vorhaben: Hohe Beladepazitäten, kurze Zykluszeiten ab 15 Minuten und eine effektive Vakuum-Schnelltrocknung garantieren einen kurzfristigen Wiedereinsatz Ihrer Instrumente. - Einfache Bedienung: Das intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display macht alles einfach einfacher, von der Programmwahl bis zur Dokumentation per USB oder Netzwerk. Mit Hilfe der Prozessüberwachung erbringen Sie so den lückenlosen Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation. - Umweltfreundlichkeit: SteriHero Podo 18 S bietet mit verschiedenen Programmen eine sichere Sterilisation ganz nach Ihren Bedürfnissen und das wegweisende Stand-alone Gerätekonzept und die Energiesparfunktion Power Save machen SteriHero Beauty zur saubersten Lösung für Ihr Budget und die Umwelt. Hinweise: - Der Autoklav ist ausschließlich für den Einsatz in der Veterinärmedizin bestimmt. - Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist spätestens alle zwei Jahre notwendig. - Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Ausführung: SteriHero

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Fachbereich: Kosmetik; Tattoo

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Kammervolumen: 17 Liter

Beladungsmenge: max. 4 kg Instrumente / 1 kg Textilien