



MELAG DAMPFSTERILISATOR STERIHERO VET 23 B

B-Klasse Autoklav, 23L Kesselvolumen, Stand alone

Artikelnummer: 207948

Hersteller: Melag

Preis: 4.865,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit SteriHero Vet 23 B haben Sie die Superpower, alles zu verändern. Profitieren Sie von der Klasse B Sterilisation mit dem fraktionierten Vakuumverfahren, das die sicherste Sterilisation aller verpackten und unverpackten Instrumente unabhängig von der Art und Komplexität bietet. Mit hohen Beladepazitäten, kurzen Zykluszeiten ab 16 Minuten und einer effektiven Vakuum-Schnelltrocknung haben Sie mehr als genug Power für alles, was Sie vorhaben. Zusätzlich erfüllt dieser Autoklav die Anforderungen als Medizinprodukt.

Das intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch-Display macht die Handhabung schnell und einfach. Wählen Sie das passende Programm und dokumentieren Sie Ihre Sterilisation per USB oder Netzwerk. Mit der

Prozessüberwachung erbringen Sie den lückenlosen Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation. SteriHero Vet 23 B schützt nicht nur Ihre pelzigen Patienten, sondern auch die Umwelt. Vielfältige Programme garantieren eine sichere Sterilisation ganz nach Ihren Bedürfnissen. Das wegweisende Stand-alone Gerätekonzept und die Energiesparfunktion "Power Save" machen SteriHero Vet 23 B zur saubersten Lösung für Ihr Budget und die Umwelt. Bei Bedarf ist der SteriHero Vet 23 B mit einer zusätzlichen Wasser-Aufbereitung kompatibel.

Hinweise:- Der Autoklav ist ausschließlich für den Einsatz in der Veterinärmedizin bestimmt. - Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Ausführung: SteriHero

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 45 cm

Fachbereich: Veterinär

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 49 kg

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Kammervolumen: 23 Liter

Beladungsmenge: max. 6 kg Instrumente / 2 kg Textilien