



MELAG DAMPFSTERILISATOR STERIHERO VET 23 S

S-Klasse Autoklav, 23L Kesselvolumen, Stand alone

Artikelnummer: 208469

Hersteller: Melag

Preis: 3.437,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

SteriHero Vet 23 S von MELAG wurde speziell für die Veterinärmedizin entwickelt. Dieser brandneue Autoklav bietet leistungsstarke Technologien, ein intuitives Smart-Touch-Display und natürlich die einzigartige MELAG Qualität, made in Germany.

SteriHero Vet 23 S bietet eine noch herausragendere Kombination aus Preis und Leistung für veterinärmedizinische Praxen und Kliniken, die keinen Klasse B Autoklaven benötigen. Der neue Klasse S Autoklav erfüllt sämtliche Anforderungen an ein Medizinprodukt und gewährleistet durch das fraktionierte Vakuumverfahren sogar die sichere Sterilisation von verpackten Instrumenten mit einfachen Hohlkörpern wie Gelenkinstrumenten und Zangen. Mit hohen Beladepazitäten, kurzen Zykluszeiten ab 16 Minuten und einer effektiven

Vakuum-Schnelltrocknung haben Sie mehr als genug Power für alles, was Sie vorhaben.

Das intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch-Display macht die Handhabung schnell und einfach. Wählen Sie das passende Programm und dokumentieren Sie Ihre Sterilisation per USB oder Netzwerk. Mit der Prozessüberwachung erbringen Sie den lückenlosen Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation. SteriHero Vet schützt nicht nur Ihre pelzigen Patienten, sondern auch die Umwelt. Vielfältige Programme garantieren eine sichere Sterilisation ganz nach Ihren Bedürfnissen. Das wegweisende Stand-alone Gerätekonzept und die Energiesparfunktion "Power Save" machen SteriHero Vet 23 S zur saubersten Lösung für Ihr Budget und die Umwelt. Bei Bedarf ist der SteriHero Vet 23 S mit einer zusätzlichen Wasser-Aufbereitung kompatibel.

Hinweise:-Der Autoklav ist ausschließlich für den Einsatz in der Veterinärmedizin bestimmt.- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Ausführung: SteriHero

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 45 cm

Fachbereich: Veterinär

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Kammervolumen: 23 Liter

Beladungsmenge: max. 5 kg Instrumente / 1 kg Textilien