



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUKLAV 41 B+ EVOLUTION-AKTIONSPAKET

B-Klasse Autoklav, 18L Kesselvolumen, Stand alone, Zubehör

Artikelnummer: 202617

Hersteller: Melag

UVP: 12.567,00 €

Preis: 9.090,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit dem Vacuklav 41B+ Paket erwerben Sie neben dem Autoklav auch das empfohlene Zubehörset für einen optimalen Start.

Im Lieferumfang enthalten:- Vacuklav 41 B+- 6 x Tablett- 2 x Tablett schmal-
Tabletthalterung E Plus- MELAflash CF-Karte- MELAcontrol Helix-
Kartenlesegerät- Tablettheber- Netzkabel- 2 x Abdeckkappe für vordere
Gerätefüße- 2 x Halterung für Wasser-Aufbereitungs-Anlage MELAdem

Der Sterilisator Vacuklav 41 B+ Evolution ist sowohl praktisch als auch ideal für
alle Praxen, die in nur 20 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente im
Schnell-Programm B sterilisieren möchten. Für unverpackte Instrumente

benötigt der Premium Schnell-Autoklav Vacuklav 41 B+ Evolution nur zehn Minuten, fraktioniertes Vor-Vakuum und Trocknung eingerechnet. Die patentierte intelligente Trocknung DRYtelligence im Vacuklav 41 B+ Evolution ermöglicht zusätzlich die Verkürzung von Betriebszeiten und Einsparung von Ressourcen, da speziell entwickelte Algorithmen den Trocknungszyklus automatisch an die Beladung anpassen.

Der Vacuklav 41 B+ Evolution verfügt über ein intuitives Bedienkonzept, welches eine unkomplizierte und sichere Anwendung des Autoklaven durch das extra große Farb-Touch-Display ermöglicht. Besonders innovativ ist die im Vacuklav 41 B+ Evolution bereits integrierte Software (ohne Aufpreis) zur Freigabe, Kennzeichnung und Rückverfolgung der Instrumente, welche zusätzliche Sicherheit bietet.

Der Sterilisator Vacuklav 41 B+ Evolution ist ein Stand alone Gerät. Dies bedeutet, dass der Autoklav lediglich einen Stromanschluss benötigt. Das für die Sterilisation benötigte vollentsalzte Wasser füllen Sie einfach in den eingebauten Vorrattank. Das verbrauchte Wasser sammelt der Autoklav im eingebauten Brauchwassertank. Eine Wartung des Autoklaven ist alle 2 Jahre oder nach 4000 Zyklen erforderlich.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Premium-Klasse

Abmessungen Tx Bx H: 55 cm x 46 cm x 50 cm

passend auf Tischplatte: 50 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 59 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 18 Liter

Beladungsmenge: 6 kg Instrumente / 2 kg Textilien

Tablettmaße: 29 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 23 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 16 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 40 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-30 Min.