



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUKLAV 43 B+ EVOLUTION SPARPAKET

B-Klasse Autoklav, 18L Kesselvolumen, Zubehör

Artikelnummer: 208456

Hersteller: Melag

UVP: 13.072,00 €

Preis: 9.579,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

MELAG Vacuklav 43 B+ ist einer der Premium Autoklaven mit patentierter DRYtelligence®. Mit unserem Sparpaket erwerben Sie neben dem Autoklav das Zubehör für einen optimalen Start.

Im Lieferumfang enthalten: 1 x Vacuklav 43 B+ 1 x Halterung universal (lang) 2 x Tablett 22 schmal 3 x Tablett für Halterung universal (kurz) 1 x MELAflash CF-Card Der Autoklav Vacuklav 43 B+ Evolution ist sowohl praktisch als auch ideal für alle Praxen, die in nur 20 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente im Schnell-Programm B sterilisieren möchten. Für unverpackte Instrumente benötigt der Premium Schnell-Autoklav Vacuklav 43 B+ Evolution

nur zehn Minuten, fraktioniertes Vor-Vakuum und Trocknung eingerechnet. Die patentierte intelligente Trocknung DRYtelligence im MELAG Vacuklav 43 B+ Evolution ermöglicht zusätzlich die Verkürzung von Betriebszeiten und Einsparung von Ressourcen, da speziell entwickelte Algorithmen den Trocknungszyklus automatisch an die Beladung anpassen.

Der Vacuklav 43 B+ Evolution verfügt über ein intuitives Bedienkonzept, welches eine unkomplizierte und sichere Anwendung des Autoklaven durch das extra große Farb-Touch-Display ermöglicht. Besonders innovativ ist die im Sterilisator Vacuklav 43 B+ Evolution bereits integrierte Software (ohne Aufpreis) zur Freigabe, Kennzeichnung und Rückverfolgung der Instrumente, welche zusätzliche Sicherheit bietet.

Der Vacuklav 43 B+ Evolution ist ein Stand alone Gerät. Dies bedeutet, dass der Sterilisator lediglich einen Stromanschluss benötigt. Das für die Sterilisation benötigte vollentsalzte Wasser füllen Sie einfach in den eingebauten Vorrattank. Das verbrauchte Wasser sammelt der Autoklav im eingebauten Brauchwassertank. Eine Wartung des Autoklaven ist alle 2 Jahre oder nach 4000 Zyklen erforderlich.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Premium-Klasse

Abmessungen Tx Bx H: 68 cm x 46 cm x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 45 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 66 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 22 Liter

Beladungsmenge: 7 kg Instrumente / 2,5 kg Textilien

Tablettmaße: 42 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 25 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 16 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 42 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-30 Min.