



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUKLAV 44 B+ EVOLUTION SPARPAKET

B-Klasse Autoklav, 22L Kesselvolumen, Zubehör

Artikelnummer: 208455

Hersteller: Melag

UVP: 13.072,00 €

Preis: 9.579,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

MELAG Vacuklav 44 B+ ist einer der Premium Autoklaven mit patentierter DRYtelligence®. Mit unserem Sparpaket erwerben Sie neben dem Autoklav das Zubehör für einen optimalen Start.

Der Autoklav Vacuklav 44 B+ Evolution von MELAG ist sowohl praktisch als auch ideal für alle Praxen, die in nur 20 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente im Schnellprogramm B sterilisieren möchten. Für unverpackte Instrumente benötigt der Premium Schnell-Autoklav Vacuklav 44 B+ Evolution nur zehn Minuten. Fraktioniertes Vor-Vakuum und Trocknung eingerechnet. Dieser Autoklav ist für den festen Anschluss an eine

Wasseraufbereitungsanlage sowie einen Abfluss konzipiert und versorgt sich somit selbstständig.

Im Lieferumfang enthalten: 1 x Vacuklav 44 B+ Evolution 1 x Halterung universal (lang) 2 x Tablett 22 schmal 3 x Tablett für Halterung universal (kurz) 1 x MELAflash CF-Card

Die Sterilisierkammer bei diesem Dampfsterilisator von MELAG ist 10 cm tiefer als beim vergleichbaren Vacuklav 40B+. Die patentierte intelligente Trocknung DRYtelligence von MELAG im Vacuklav 44 B+ Evolution ermöglicht zusätzlich die Verkürzung von Betriebszeiten des Autoklaven und Einsparung von Ressourcen, da speziell entwickelte Algorithmen den Trocknungszyklus automatisch an die Beladung anpassen.

Der Vacuklav 44 B+ Evolution verfügt über ein intuitives Bedienkonzept, welches eine unkomplizierte und sichere Anwendung des Sterilisators durch das extra große Farb-Touch-Display ermöglicht. Besonders innovativ ist die im Vacuklav 44 B+ Evolution bereits integrierte Software von MELAG (ohne Aufpreis) zur Freigabe, Kennzeichnung und Rückverfolgung der Instrumente, welche zusätzliche Sicherheit bietet.

Der Sterilisator Vacuklav 44 B+ Evolution von MELAG ist durch die leistungsstarke Wasserkühlung der Vakuumpumpe nicht nur Benchmark bei Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit, sondern setzt auch Maßstäbe in der Bedienerfreundlichkeit. Eine Wartung des Autoklaven ist alle 2 Jahre oder nach 4000 Zyklen erforderlich.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: - Ab sofort mit DRYtelligence Technologie von MELAG. Die Trocknungsphase wird entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad verkürzt oder bei Überladung verlängert. Dies bedeutet für Sie: Kürzere Laufzeiten und weniger nicht bestandene Programme!

- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Premium-Klasse

Abmessungen Tx Bx H: 68 cm x 46 cm x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 45 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 64 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwirkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 22 Liter

Beladungsmenge: 7 kg Instrumente / 2,5 kg Textilien

Tablettmaße: 42 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 21 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 15 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 39 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-30 Min.