



MELAG HEIßLUFTSTERILISATOR TYP 205

robuster Edelstahl, inkl. Halterung

Artikelnummer: 200237

Hersteller: Melag

UVP: 1.693,00 €

Preis: 1.385,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Heißluftsterilisator Typ 205 von MELAG ist ein zuverlässiges Gerät für alltägliche Anforderungen im Kosmetik-, Podologie- und Veterinärbereich. Utensilien und Instrumente aus anorganischen Stoffen wie Metall, Glas, Porzellan, Steingut oder Emaille werden sicher und einfach von Keimen und Sporen befreit.

Die Zyklustemperatur kann über den Regler zwischen 60° und 180°C eingestellt werden, die gewählte Temperatur wird durch einen Kapillarrohr-Regler konstant gehalten. Der Sterilisator von MELAG arbeitet mit einem innovativen Ventilatorsystem für einen optimalen Wärmeausgleich im Innenraum sowie eine verkürzte Betriebszeit. Bei Normalbeladung mit unverpacktem Sterilgut kann

diese auf 60 Minuten reduziert werden.

Der Sterilisator aus hochwertigem Edelstahl ist robust und kompakt und lässt sich nach Ihren Praxiserfordernissen mit Tablett und Trays befüllen. Eine Tablett-Halterung liegt der Lieferung bei, wenn zum Gerät ein oder zwei Tablett mitbestellt wurden. Die Beladungsvarianten sind im Gerät mit Tablett und Norm-Traykassetten der folgenden Größen möglich: - Tablett (B x H x T): 19 x 2 x 36 cm - Norm-Traykassette (B x H x T): 19 x 4 x 29 cm
Wichtige Hinweise:- Dieser Heißluftsterilisator ist laut Hersteller kein Medizinprodukt. Verwendungsbereiche: Kosmetik, kosmetische Fußpflege, Veterinär.

Prüfungen nach der Aufstellung: Führen Sie nach der Aufstellung des Gerätes eine Temperaturprüfung mit Thermofühlern oder Bio-Indikatoren durch. Legen Sie die Prüfmittel in die Bereiche der Sterilisierkammer, in welchen die Sterilisationstemperatur am langsamsten erreicht wird. Dies ist unter anderem von der Anordnung und der Art des Sterilisiergutes abhängig. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Heißluft-Sterilisator

Abmessungen Tx Bx H: 38,5 cm x 31 cm x 47 cm

Innenmaße: 36 cm x 19 cm x 20 cm

Fachbereich: Tattoo; Veterinär; Labor; Podologie

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 1100 W

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: silber; blau

Gewicht: 17 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: nicht validierbar

Sterilisationsklasse: Heißluft

Chargenfreigabe: extern

Kammervolumen: 14 Liter

Beladungsmenge: 4 kg Instrumente

Tablettmaße: 36 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Temperatur: 60-200°C

Schutzart: IP 20