



MELAG PRO LINE DAMPFSTERILISATOR VACUCLAVE 118 SPARPAKET

B-Klasse Autoklav, 17L Kesselvolumen, Stand alone, mit Zubehör

Artikelnummer: 207921

Hersteller: Melag

UVP: 6.780,00 €

Preis: 5.499,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Sie kennen sicherlich die weltweit am meisten verkauften Autoklaven der MELAG Profi-Klasse? Dann werden Sie die neue Generation der Geräte lieben - von den Funktionen bis zum Preis! Das preiswerte Einstiegsmodell der Pro Line überzeugt auf ganzer Linie: Mit intelligenten Bedien- und Dokumentationskonzepten sowie einem Kammervolumen von 17 Litern bietet der Vacuclave 118 alles, was Sie für eine komfortable und ressourcenschonende Sterilisation Ihrer Instrumente benötigen. Und das alles in der MELAG-Qualität, die Sie von den bewährten Vorgängermodellen kennen und schätzen: Auf diese Autoklaven ist Verlass! MELAG Medizintechnik

entwickelt, produziert und optimiert seit 1951 am Firmensitz in Berlin unter höchsten Qualitätsanforderungen.

Dieses Paket enthält:- Vacuclave 118 Dampfsterilisator- USB-Stick-
Tabletthalterung- 3 Tablett- MELAcontrol- Kesselreinigungsset Chamber
Protect

Der MELAG Vacuclave 118 bietet mehr als er kostet: Der Autoklav verfügt über ein leistungsstarkes Klasse B Vakuumverfahren für eine zuverlässige Sterilisation von bis zu 5 kg auf 5 Tablett in nur 15 bis 27 Minuten (zzgl. zeitgesteuerter Trocknung). Mit dem Smart-Touch Display und LED-Status können Sie das Touchscreen-Display mit intuitiver Menüstruktur einfach wie ein Smartphone bedienen. Die Konnektivität und Datenprotokollierung ermöglichen die Einhaltung rechtlicher Anforderungen durch Protokollierung der Sterilisationsparameter per USB-Stick oder Netzwerk. Das stand-alone Gerätekonzept mit integrierten Wassertanks und hocheffektiver Luftkühlung ermöglicht den standortunabhängigen Betrieb ohne Kühlwasser. Der Power Save Energiesparmodus sorgt für eine Top-Energieeffizienz, indem Heizung und Display zwischen den Sterilisationen in den Ruhezustand versetzt werden. Das EasyCare Routinekonzept bietet anwenderfreundliche Optimierungen für effizienten Filtertausch, Tankreinigung und Wasserversorgung. Dieses Aktionspaket enthält neben 3 Tablett und der passenden Halterung auch ein MELAG Helix-Test MELAcontrol Praxis-Set.

Optional verfügbar: Wenn Sie eine automatische Wasserversorgung wünschen, können Sie den Vacuclave 118 mit einem Anschlussset für Speisewasser und Abwasser (Art.-Nr. 207915) an die Wasser-Aufbereitungsanlagen MELAdem 40 oder MELAdem 47 und an ein hausseitiges Siphon anschließen. Dank des vielfältigen Zubehörs können wir ganz einfach die Konfiguration zusammenstellen, die am besten zu Ihnen passt: Mit Chamber Protect Kesselreinigungssets und MELAtrace Freigabesoftware können wir Ihre Ideen vom zeit-, platz- und kostensparenden Hygiene-Workflow Wirklichkeit werden lassen.

Hinweise:- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist alle 2000 Zyklen oder spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Pro Line

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 48 kg

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Kammervolumen: 17 Liter

Beladungsmenge: max. 5 kg Instrumente / 1,8 kg Textilien