



**Wasseraufbereitung inklusive!**

## **MELAG PRO LINE DAMPFSTERILISATOR VACUCLAVE 123 AKTIONSPAKET**

B-Klasse Autoklav, inkl. Meladem 40 & weiteres Zubehör

Artikelnummer: 207956

Hersteller: Melag

UVP: 7.991,00 €

**Preis: 6.399,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Sie kennen sicherlich die weltweit am meisten verkauften Autoklaven der MELAG Profi-Klasse? Dann werden Sie die neue Generation der Geräte lieben - von den Funktionen bis zum Preis! Das preiswerte Einstiegsmodell der Pro Line überzeugt auf ganzer Linie: Mit intelligenten Bedien- und Dokumentationskonzepten sowie einem Kammervolumen von 23 Litern bietet der Vacuclave 123 alles, was Sie für eine komfortable und ressourcenschonende Sterilisation Ihrer Instrumente benötigen. Und das alles in der MELAG-Qualität, die Sie von den bewährten Vorgängermodellen kennen und schätzen: Auf diese Autoklaven ist Verlass! MELAG Medizintechnik

entwickelt, produziert und optimiert seit 1951 am Firmensitz in Berlin unter höchsten Qualitätsanforderungen.

Dieses Paket enthält:- Vacuclave 123 Dampfsterilisator- USB-Stick-Tabletthalterung- 3 Tablett- MELAcontrol- Anschlusssets Zu/Abwasser- MELAdem 40- Kesselreinigungsset Chamber ProtectDer MELAG Vacuclave 123 bietet mehr als er kostet: Der Autoklav verfügt über ein leistungsstarkes Klasse B Vakuumverfahren für eine zuverlässige Sterilisation von bis zu 6 kg auf 5 Tablett in nur 16 bis 31 Minuten (zzgl. zeitgesteuerter Trocknung). Mit dem Smart-Touch Display und LED-Status können Sie das Touchscreen-Display mit intuitiver Menüstruktur einfach wie ein Smartphone bedienen. Die Konnektivität und Datenprotokollierung ermöglichen die Einhaltung rechtlicher Anforderungen durch Protokollierung der Sterilisationsparameter per USB-Stick oder Netzwerk. Das stand-alone Gerätekonzept mit integrierten Wassertanks und hocheffektiver Luftkühlung ermöglicht den standortunabhängigen Betrieb ohne Kühlwasser. Der Power Save Energiesparmodus sorgt für eine Top-Energieeffizienz, indem Heizung und Display zwischen den Sterilisationen in den Ruhezustand versetzt werden. Das EasyCare Routinekonzept bietet anwenderfreundliche Optimierungen für effizienten Filtertausch, Tankreinigung und Wasserversorgung. Um die Arbeitsabläufe im Aufbereitungsraum noch effizienter zu gestalten, enthält das Aktionspaket Anschlusssets für das Speisewasser und das Abwasser, um den Autoklaven an die ebenfalls im Paket inbegriffene Wasser-Aufbereitungsanlage MELAdem 40 anzuschließen. Darüberhinaus sind beim Aktionspaket eine Tablethalterung und drei Tablett sowie den MELAG Helix-Test MELAcontrol inklusive. Dank des vielfältigen Zubehörs können wir ganz einfach die Konfiguration zusammenstellen, die am besten zu Ihnen passt: Mit Chamber Protect Kesselreinigungssets und MELAtrace Freigabesoftware können wir Ihre Ideen vom zeit-, platz- und kostensparenden Hygiene-Workflow Wirklichkeit werden lassen.

Hinweise:- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist alle 2000 Zyklen oder spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal.- Netzwerkfähigkeit und Power Save ab 01.07.2023 (Update eigenständig durch Praxis-Team durchführbar).

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Pro Line

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone;Inkl Wasseraufbereitung

Farbe: weiß

Gewicht: 49 kg

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Kammervolumen: 23 Liter

Beladungsmenge: max. 6 kg Instrumente / 2 kg Textilien