



MELAG STERIHHERO PODO 18 B AKTIONSPAKET

B-Klasse Autoklav, 17L Kesselvolumen, mit Zubehör

Artikelnummer: 207969

Hersteller: Melag

UVP: 4.928,00 €

Preis: 4.538,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der SteriHero Podo 18 B von MELAG ist ein effizienter Autoklav für den Kosmetik- und Beauty-Bereich. Dieser brandneue Stand-alone Autoklav wurde speziell für kosmetische Praxen, Salons und Studios entwickelt. Von den Funktionen bis zum Preis überzeugt er mit leistungsstarken Technologien, einem intuitiven Smart-Touch-Display und der einzigartigen MELAG Qualität, made in Germany. Bei Bedarf ist der SteriHero Podo 18 B mit einer zusätzlichen Wasser-Aufbereitung kompatibel. Außerdem erfüllt dieser Autoklav die Anforderungen als Medizinprodukt.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen, die SteriHero Podo 18 B bietet:-
Sicherheit für Ihre Patienten und Kunden: Autoklaven der Klasse B bieten mit

dem fraktionierten Vakuumverfahren die sicherste Sterilisation aller verpackten und unverpackten Instrumente - unabhängig von der Art und Komplexität.- Mehr als genug Power für alles, was Sie vorhaben: Hohe Beladepkapazitäten, kurze Zykluszeiten ab 15 Minuten und eine effektive Vakuum-Schnelltrocknung garantieren einen kurzfristigen Wiedereinsatz Ihrer Instrumente.- Einfache Bedienung: Das intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display macht alles einfach einfacher, von der Programmwahl bis zur Dokumentation per USB oder Netzwerk. Mit Hilfe der Prozessüberwachung erbringen Sie so den lückenlosen Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation.-

Umweltfreundlichkeit: SteriHero Podo 18 B bietet mit verschiedenen Programmen eine sichere Sterilisation ganz nach Ihren Bedürfnissen und das wegweisende Stand-alone Gerätekonzept und die Energiesparfunktion Power Save machen SteriHero Podo 18 B zur saubersten Lösung für Ihr Budget und die Umwelt.

Dieses Paket enthält: 1x Dampfsterilisator SteriHero Podo 18 B 1x USB-Stick 1x Tablethalterung 3x Tablets 1x MELAcontrol Typ 5 Indikator

Hinweise:- Der Autoklav ist für den Einsatz in der Fußpflege, Kosmetik, Piercing, Tattoo und im nicht medizinischen Bereich bestimmt.- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: SteriHero

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Fachbereich: Kosmetik;Tattoo

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 48 kg

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Kammervolumen: 17 Liter

Beladungsmenge: max. 5 kg Instrumente / 1,8 kg Textilien