



KORB FÜR TISCHGERÄTE DER TUTTNAUER D-SERIE

als Drahtkorb oder geschlossene Variante

Artikelnummer: 206950

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die robusten Körbe für die Tisch-Autoklaven der D-Linie dienen der Aufnahme von Sterilgut während des Sterilisationsprozesses. Die Körbe gibt es jeweils als offene Drahtkörbe oder geschlossene Container. Für jede Modellgröße gibt es einen genau passenden Korb, der den Platz optimal ausnutzt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Labor;Pharma