



## **CERTOCLAV LABORAUTOKLAV EL**

Aus Aluminium, mit Präzisionsthermometer

Artikelnummer: 207931

Hersteller: CertoClav

**Preis: ab 2.330,71 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der CertoClav EL ist eine bewährte und wirtschaftliche Autoklavier-Komplettlösung mit Ventilsteuerung, der bereits seit 60 Jahren im Einsatz ist. Ein Präzisionsthermometer, ein Steuerungsventil und ein Präzisionsmanometer mit Schleppanzeige gewährleisten bei allen Anwendungen exakte Abläufe und einwandfreie Ergebnisse. Das Modell ist in zwei Ausführungen (12 oder 18 Liter) mit jeweils zwei Temperaturstufen erhältlich: 125/140 °C und 115/121 °C. Die jeweilige Temperaturstufe wird über das Steuerungsventil im Deckel eingestellt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Ventile nicht untereinander ausgetauscht werden können, da das Thermostat des Geräts auf das jeweilige Ventil abgestimmt und justiert ist.

Der CertoClav EL eignet sich ideal für die Sterilisation von unverpackten Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten und Kunststoffen. Außerdem ist er geeignet für die Nährmedienaufbereitung und Abfallsterilisation.

Hinweis: Für die Sterilisation von Flüssigkeiten in Behältern und Abfälle mit AgarAgar ist immer eine Abtropfasse notwendig.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Laborautoklav

Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz

Leistung: 1900 W

Material: 3103-Aluminium