



HP VARIOKLAV® ORANGELINE DAMPFTOPF

zum Warmhalten, Erwärmen und drucklosen Dämpfen von Nährmedien

Artikelnummer: 202413

Hersteller: HP Labortechnik

Preis: ab 16.558,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Varioklav OrangeLine Dampftopf wird zum Warmhalten, Erwärmen und drucklosen Dämpfen von Nährmedien genutzt. Er ist ebenfalls zum Testen von Gummiwaren, Keramik und Bauteilen in Dampf geeignet. Die belastbare Dampfkammer aus Edelstahl, die geringe Beschickungshöhe sowie die sehr schmale Passform machen den Varioklav OrangeLine zu einem platzsparenden und robusten Gerät, das zu vielen Laboren passt.

Das Kondensat läuft zum Deckelrand hin ab und es ist kein Kühlwasser zur Randkühlung erforderlich. Die Entlüftung im untersten Teil der Kammer verhindert die Bildung von Luftnestern und ein Temperaturwächter stellt sicher, dass die Heizung nicht überbelastet wird und vor Überhitzung oder Wassermangel vollautomatisch abschaltet. Der Wassermangel wird von einer

optischen und akustischen Störungsanzeige signalisiert.

Der Dampftopf kann unbeaufsichtigt bis zum Entnahmesignal betrieben werden, stufenlos einstellbar sind hierbei Warmhaltetemperaturen ab 40° bis 98°C oder eine Festtemperatur von 98°C. Nach der Aufheizphase wird die Heizleistung auf 20% reduziert. Beim Öffnen des Dampftopfes erfolgt fast kein Temperaturabfall, da beim Schließen des Deckels kurzzeitig die Heizung voll eingeschaltet wird. Der Dampftopf kann dauerhaft betrieben werden oder bis zu sechs Stunden mit einer Zeitschaltuhr.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dampftopf

Ausführung: Standgerät

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 230 V