



MELAG BELADEWAGEN FÜR CLINICLAVE 45 SERIE

für besonders ergonomisches Arbeiten

Artikelnummer: 200280

Hersteller: Melag

UVP: 1.850,00 €

Preis: 1.681,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der praktische Beladungswagen passend zu allen Cliniclave 45 Geräten gestaltet Ihren Aufbereitungsprozess noch ergonomischer. Transportieren Sie Ihr Sterilgut vom Packtisch zum Autoklaven oder an Ihr Lagersystem. Der Transportwagen ermöglicht einen absatzlosen Einschub in den Cliniclave 45. Der Wagen kann bei Durchreichegeräten an der Be- als auch der Entnahmeseite verwendet werden. Besonders schwere Container lassen sich so rückschonend und sicher transportieren.

Spezifikation:

Art des Artikels: Belade-/ Transportwagen

Abmessungen Tx Bx H: 85,5 cm x 43 cm x 105 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate