



## **MELAG DAMPFGROßSTERILISATOR CLINICLAVE 45 MD**

inkl. Unterschrank und CF-Card, 2 StE, doppeltürig, 205L, DRYtelligence®

Artikelnummer: 200305

Hersteller-EAN: 04260212350287

Hersteller: Melag

UVP: 53.671,00 €

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Der Cliniclave 45 MD von MELAG ist ein Doppeltüriger Großautoklav für den Wandeinbau. Das "M" in der Produktbezeichnung steht für Magnum und das damit verbundene doppelte Kammervolumen gegenüber dem MELAG Cliniclave 45. Das "D" in der Produktbezeichnung steht für "Durchreiche". Dieser Autoklav kann somit in eine bauseitig gegebene Wandaussparung eingebaut werden und ermöglicht dadurch das Be- und Entladen in zwei unterschiedlichen Räumen.

Mit einer Beladungsmenge von bis zu 70 Kilogramm unverpackten, 60

Kilogramm verpackten Instrumenten sowie bis zu 14 Kilogramm Textilien bietet der MELAG Cliniclave 45MD erheblich mehr Leistungsstärke als die meisten vergleichbaren Groß-Autoklaven. Die zylindrische Sterilisationskammer bietet in Verbindung mit speziell gestalteten Einsatzgestellen optimale Lösungen für alle Einsatzbereiche. Besonders schnelle Betriebszeiten, hohe Beladungskapazität und zuverlässige Sterilisiersicherheit sind die wichtigsten Anforderungen für einen Groß-Autoklav für Praxis und Klinik.

Durch die im MELAG Cliniclave 45 zum Einsatz kommende patentierte Technologie einer doppelwandigen Sterilisierkammer und die dadurch möglichen schnellen Betriebszeiten wird der Autoklav zum entscheidenden Baustein der Instrumenten-Aufbereitung. Dieser Autoklav erfüllt die EN 285 und der EN 1717.

Die Be- und Entladung des Groß-Autoklaven wird durch die im Lieferumfang enthaltene Gleitschiene Standard sehr einfach gestaltet. Mit dem zusätzlich erhältlichen Beladewagen von MELAG wird Ihr Aufbereitungsprozess sogar noch ergonomischer.

Dank des extra großen Colour Touch Display sind Sie jederzeit über den aktuellen Zyklusstand des Autoklaven informiert. Neben der Laufzeitanzeige und anderen wichtigen Parametern führen Sie an diesem Bildschirm auch die personalisierte Chargenfreigabe durch.

Die Dokumentation zum Aufbereitungsprozess des Sterilisators findet direkt auf der im Display eingesetzten MELAflash CF-Karte von MELAG statt. Alternativ kann der Cliniclave via Netzkabel in Ihr Praxisnetzwerk eingebunden werden und stellt die Chargendaten direkt Ihrer Praxissoftware zur Verfügung. Sollten Sie keine spezielle Software haben, bietet MELAG mit der zusätzlich erhältlichen MELAtrace Software ein günstiges Kompaktprogramm, um Ihren vollständigen Aufbereitungsprozess abzubilden.

Um Chargenetiketten für Ihr Sterilgut zu drucken, wird der MELAG MELAprint 60 Etikettendrucker empfohlen. Bei angeschlossenem Drucker haben sie nach Beendigung des Sterilisationszyklus die Möglichkeit, eine selbstbestimmte Anzahl an Etiketten mit den Chargendaten drucken zu lassen.

Um auch über den Zyklusfortschritt informiert zu sein, während Sie nicht beim Gerät sind, bietet MELAG die praktische MELAconnect App für Android und IOS.

Neben den umfangreichen Funktionen und Programmen bietet der Cliniclave 45 MD einen geringen Verbrauch an Strom und Wasser. Dank eines durchdachten Entwicklungskonzeptes gehört der MELAG C45 zu den sparsamsten, kompaktesten und auch leichtesten Groß-Autoklaven.

Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne, um eine unverbindliche Beratung sowie Informationen über mögliche Leasingoptionen zum Autoklaven zu erhalten.

## **Spezifikation:**

Art des Artikels: Groß-Sterilisator

Abmessungen Tx Bx H: 163 cm x 65 cm x 160 cm

Innenmaße: Ø 44 cm x 136 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 3x380-415 V;3x220-240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 315 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 200 Liter

Beladungsmenge: 70 kg Instrumente / 14 kg Textilien

Tablettmaße: 59 cm x 31 cm x 5 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 48 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 27 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 45 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-30 Min.