



## MELAG DAMPFGROßSTERILISATOR CLINICLAVE 45

Seite des Türanschlags frei wählbar, 150L Kammervolumen, 1 StE

Artikelnummer: 206968.00002

Name der Variante: Türanschlag rechts

Hersteller: Melag

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Im Rahmen unserer Frühjahresaktion erhalten Sie beim Kauf eines Cliniclave 45 die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 56 geschenkt. Das Angebot ist gültig bis einschließlich 30.06.2024. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Der MELAG Cliniclave 45 ist die absolute Benchmark unter den Autoklaven mit Kapazität von 1 Sterilisationseinheit. Hierbei ist der Autoklav von MELAG besonders geeignet für mittlere bis große Praxen aller Fachbereiche sowie ambulante OP-Zentren (AOZ). Die dauerhaft montierten Rollen erleichtern den Eintransport in Ihre Räumlichkeiten ungemein. Neben der standardmäßig

mitgelieferten Gleitschiene für Ihre Sterilisationscontainer, bietet die Firma MELAG umfangreiche Zubehörartikel an, um Ihnen die Beladung - egal ob mit Containern oder Weichverpackungen - so komfortabel und effizient wie möglich zu gestalten. Mit dem zusätzlich erhältlichen Beladewagen wird Ihr Aufbereitungsprozess sogar noch ergonomischer.

Den Autoklaven MELAG Cliniclave 45 bieten wir Ihnen mit frei konfigurierbarer Seite des Türanschlags an. Ihren Wunsch nehmen wir gerne bei der Bestellung entgegen.

Bei der Variante "D" (Durchreiche) ist die Seite des Türanschlags auf beiden Seiten frei wählbar. Diese Version des Sterilisators wird in einen von Ihnen vorbereiteten Wanddurchbruch installiert und ermöglicht somit die perfekte Trennung der Bereiche Rein- und Sterilgutlager. Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei diesem besonderen Bauvorhaben persönlich.

Mit einer Beladungsmenge von bis zu 40 Kilogramm unverpackten, 35 Kilogramm verpackten Instrumenten sowie bis zu 7 Kilogramm Textilien, bietet der MELAG Cliniclave 45 erheblich mehr Leistungsstärke als die meisten vergleichbaren Groß-Autoklaven.

Besonders hervorzuheben ist die patentierte doppelwandige Sterilisationskammer. Diese ermöglicht die schnelle Betriebsbereitschaft des Sterilisators sowie kurze Zykluszeiten.

Der integrierte Colour Touch Display von MELAG versorgt Sie zuverlässig mit aktuellen Informationen zum Programmfortschritt. Weiterhin führen Sie an diesem Bildschirm auch die personalisierte Chargenfreigabe durch, wodurch Sie sich ggfs. den Einsatz einer Freigabe-Software eines Drittanbieters ersparen.

Die Dokumentation zum Aufbereitungsprozess findet direkt auf der im Display eingesetzten MELAflash CF-Karte statt. Alternativ kann der Cliniclave via Netzkabel in Ihr Praxisnetzwerk eingebunden werden und stellt die Chargendaten direkt Ihrer Praxissoftware zur Verfügung.

Um Chargenetiketten für Ihr Sterilgut zu drucken, kann der MELAprint 60 Etikettendrucker via Netzkabel an den MELAG Cliniclave 45 angeschlossen werden. Hierdurch haben sie nach Beendigung des Sterilisationszyklus die Möglichkeit, eine selbstbestimmte Anzahl an Etiketten mit den Chargendaten drucken zu lassen, womit Sie Ihr Sterilgut kennzeichnen können.

Um auch über den Zyklusfortschritt informiert zu sein, während Sie nicht beim Autoklaven sind, bietet MELAG die praktische MELAconnect App für Android und IOS.

Der standardmäßige Unterschrank bietet Platz für die von MELAG konzipierte Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 56, welche perfekt auf den Sterilisator Cliniclave 45 abgestimmt ist. Sollten Sie bereits eine hausseitige VE-Wasserversorgung besitzen, so kann diese natürlich auch direkt angeschlossen werden.

Neben den umfangreichen Funktionen und Programmen bietet der MELAG Cliniclave 45 geringe Verbräuche an Strom und Wasser. Dank eines

durchdachten Entwicklungskonzeptes gehört der Cliniclave 45 zu den sparsamsten, kompaktesten und auch leichtesten Groß-Autoklaven.  
Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne, um eine unverbindliche Beratung sowie Informationen über mögliche Leasingoptionen zu erhalten.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Groß-Sterilisator

Abmessungen Tx Bx H: 91 cm x 65 cm x 160 cm

Innenmaße: Ø 44 cm x 72 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 3x380-415 V;3x220-240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 244 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 12 Monate

Beladungsmenge: 35 kg Instrumente / 7 kg Textilien

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 19-35 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 19-35 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 35 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-20 Min.