



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUKLAV 40 B+ EVOLUTION

B-Klasse Autoklav, 18L Kesselvolumen, Festwasseranschluss

Artikelnummer: 200000

Hersteller-EAN: 04260212350898

Hersteller: Melag

UVP: 11.423,00 €

Preis: 9.519,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Autoklav Vacuklav 40 B+ Evolution von MELAG ist sowohl praktisch als auch ideal für alle Praxen, die in nur 20 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente im Schnell-Programm B sterilisieren möchten. Für unverpackte Instrumente benötigt der Premium Schnell-Autoklav Vacuklav 40 B+ Evolution nur zehn Minuten, fraktioniertes Vor-Vakuum und Trocknung eingerechnet. Die patentierte intelligente Trocknung DRYtelligence von MELAG im Vacuklav 40 B+ Evolution ermöglicht zusätzlich die Verkürzung von Betriebszeiten des Autoklaven und Einsparung von Ressourcen, da speziell entwickelte Algorithmen den Trocknungszyklus automatisch an die Beladung anpassen.

Der Vacuklav 40 B+ Evolution verfügt über ein intuitives Bedienkonzept, welches eine unkomplizierte und sichere Anwendung des Sterilisators durch das extra große Farb-Touch-Display ermöglicht. Besonders innovativ ist die im Vacuklav 40 B+ Evolution bereits integrierte Software von MELAG (ohne Aufpreis) zur Freigabe, Kennzeichnung und Rückverfolgung der Instrumente, welche zusätzliche Sicherheit bietet.

Der Sterilisator Vacuklav 40 B+ Evolution von MELAG ist durch die leistungsstarke Wasserkühlung der Vakuumpumpe nicht nur die Benchmark bei Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit, sondern setzt auch Maßstäbe in der Bedienerfreundlichkeit. Eine Wartung des Autoklaven ist alle 2 Jahre oder nach 4000 Zyklen erforderlich.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweise: - Ab sofort mit DRYtelligence Technologie von MELAG. Die Trocknungsphase wird entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad verkürzt oder bei Überladung verlängert. Dies bedeutet für Sie: Kürzere Laufzeiten und weniger nicht bestandene Programme!- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Kammervolumen: 18 Liter

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

passend auf Tischplatte: 50 cm

Tablettmaße: 29 cm x 19 cm x 2 cm

Abmessungen Tx Bx H: 55 cm x 46 cm x 50 cm

Beladungsmenge: 6 kg Instrumente / 2 kg Textilien

Gewicht: 55 kg

Stromversorgung: 220-240 V

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Ausführung: Premium-Klasse

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 21 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 15 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 38 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-30 Min.