



## MELAG EXTERNER KONDENSATBEHÄLTER

für MELAtronic 15 EN+

Artikelnummer: 202643

Hersteller: Melag

UVP: 102,00 €

**Preis: 93,29 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Kondensatbehälter von MELAG ist für die Nutzung mit dem MELAtronic 15 EN+ vorgesehen. Bei intensiver Nutzung des Autoklaven wird viel Speisewasser verbraucht. Der externe Behälter sorgt für eine effektive Kondensation dieses Wassers.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: MELAquick 12+;MELAquick12+ p

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate