




## MELAG FOLIENHALTER FÜR AUTOKLAVEN

passend für 18L-Geräte von MELAG

Artikelnummer: 200106

Hersteller: Melag

UVP: 130,00 €

**Preis: 116,67 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Folienhalter von MELAG passt zu allen 18-Liter-Autoklaven des Herstellers mit 35 Zentimeter tiefem Kessel. Der Folienhalter ermöglicht das senkrechte Sterilisieren von eingesiegeltem Sterilisiergut. Dadurch werden für die Folien bessere Trocknungsergebnisse erzielt.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Gestell

Abmessungen Tx Bx H: 28 cm x 18,4 cm x 8,45 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Vacuclav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate