



MELAG HALTERUNG E PLUS FÜR 22 LITER STERILISATOREN

für 6 Tablettts und 2 schmale Tablettts

Artikelnummer: 200340

Hersteller: Melag

UVP: 198,00 €

Preis: 177,41 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Halterung E Plus von MELAG ist kompatibel mit allen Autoklaven von MELAG, die 45 Zentimeter Kesseltiefe aufweisen und 22 Liter Volumen besitzen (Euroklav 23 VS+, Vacuklav 24 B+, Vacuklav 23 B+, Vacuklav 44 B+, Vacuklav 43 B+). Das Gestell fasst bis zu sechs Standard-Tablettts und zusätzlich zwei schmale Tablettts und ermöglicht so die gleichzeitige Aufbereitung von großen Mengen Instrumentarium. Die integrierten Gleitclips machen die Benutzung im Praxisalltag besonders komfortabel und einfach.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Euroklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 6 Tablett;2 schmale Tablett