



MELAG INSTRUMENTENKORB CLINICLAVE 45 SERIE

1/2-StE

Artikelnummer: 200040

Hersteller: Melag

UVP: 268,00 €

Preis: 248,55 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Instrumentenkorb von MELAG ist für die Verwendung mit dem Cliniclave 45, Cliniclave 45 M und Cliniclave 45 MD konzipiert. Der Edelstahl-Korb dient der Aufnahme von einzeln verpackten Instrumenten oder Textilien und entspricht einer Größe von 1/2-StE. Das passende Aufnahmegerüst von MELAG fasst zwei solcher Instrumentenkörbe und ermöglicht so die gleichzeitige Reinigung großer Mengen von Instrumentarium.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 57 cm x 28 cm x 13 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate