



Wasseraufbereitung inklusive!

MELAG PRIME LINE DAMPFSTERILISATOR VACUCLAVE 318 AKTIONSPAKET

B-Klasse Autoklav im Sparpaket, inkl Wasseraufbereitung und Zubehör

Artikelnummer: 207920

Hersteller: Melag

UVP: 8.657,00 €

Preis: 6.995,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Autoklaven der Prime Line von MELAG sind die unbestrittenen Preis-Leistungs-Sieger. Sie bieten eine unschlagbare Kombination aus Sterilisationskapazität, Effizienz und Ersparnissen, egal ob es um Beladung, Sterilisation oder Dokumentation geht. Die Qualität der Geräts ist so herausragend wie bei den bewährten Vorgänger-Modellen der Profi-Klasse von MELAG. Hergestellt werden die Autoklaven nach wie vor in Deutschland. Der Dampfsterilisator Vacuclave 318 kombiniert die Pro Line Produkt-Highlights mit neuen Innovationen, um eine höhere Leistung, herausragende Trocknungsergebnisse und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit zu bieten.

Dieses Paket enthält:- Vacuclave 318 Dampfsterilisator- USB-Stick-
Tabletthalterung- 5 Tablett- MELAcontrol- Anschlusssets Zu/Abwasser-
MELAdem- Kesselreinigungsset Chamber Protect

Der Vacuclave 318 bietet eine beeindruckende Palette von Funktionen, die ihn zu einem unverzichtbaren Gerät in jedem professionellen Sterilisationsumfeld machen. Mit seiner Klasse B Sterilisation im Heavy Duty Programm können in nur 15 bis 27 Minuten bis zu 7 kg Material auf 5 Tablett sterilisiert werden (zzgl. Trocknung). Dank DRYtelligence Trocknung sorgt ein Algorithmus-gesteuerter Prozess für optimale Trocknungsergebnisse und verkürzt die Trocknungszeit um bis zu 80 Prozent.

Die Bedienung des Vacuclave 318 ist denkbar einfach, dank des Smart-Touch Displays mit LED-Statusanzeigen. Die intuitive Menüstruktur macht die Handhabung so mühelos wie die Bedienung eines Smartphones. Mit der ProControl Freigabe-Funktion können Chargen freigegeben, Benutzer authentifiziert und sogar Barcode-Etiketten direkt am Display gedruckt werden - ganz ohne zusätzliche Software. Die Sterilisationsparameter können per USB oder Netzwerk protokolliert werden, um allen rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der MELAG Vacuclave 318 wurde als Stand-alone Gerät entwickelt, was bedeutet, dass es keinen externen Kühlwasseranschluss benötigt. Integrierte Wassertanks und eine hocheffektive Luftkühlung ermöglichen einen standortunabhängigen Betrieb.

Der Vacuclave 318 verfügt über einen Power Save Energiesparmodus, der Heizung und Display zwischen den Sterilisationen in den Ruhezustand versetzt. Dadurch wird nicht nur Energie gespart, sondern auch die Lebensdauer des Geräts verlängert. Das EasyCare Routinekonzept macht die Wartung des Vacuclave 318 zum Kinderspiel. Anwenderfreundliche Optimierungen ermöglichen einen effizienten Filtertausch, eine mühelose Tankreinigung und eine zuverlässige Wasserversorgung.

Um die Arbeitsabläufe im Aufbereitungsraum noch effizienter zu gestalten, enthält das Aktionspaket Anschlusssets für das Speisewasser und das Abwasser, um den Autoklaven an die ebenfalls im Paket inbegriffene Wasser-Aufbereitungsanlage MELAdem 40 anzuschließen. Darüberhinaus sind beim Aktionspaket eine Tabletthalterung und fünf Tablett sowie den MELAG Helix-Test MELAcontrol inklusive.

Optional können Sie mit dem MELAprint 80 Barcode-Etiketten für die Kennzeichnung Ihrer Instrumente drucken und so eine lückenlose und fehlerfreie Instrumenten-Aufbereitung in Ihrer Praxis oder Klinik nachweisen. Darüber hinaus bietet MELAG eine breite Palette an Zubehör an, um die Konfiguration des Vacuclave 318 an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen und Ihren Hygiene-Workflow zu optimieren um Zeit, Platz und Kosten sparen zu können.

Hinweise:- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist alle 2000 Zyklen oder spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der

Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal.
Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Prime Line

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone;Inkl Wasseraufbereitung

Farbe: weiß

Gewicht: 48 kg

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Kammervolumen: 17 Liter

Beladungsmenge: max. 7 kg Instrumente / 1,8 kg Textilien