



MELAG PRO LINE DAMPFSTERILISATOR VACUCLAVE 118 S

S-Klasse Autoklav, 17L Kesselvolumen, Stand alone

Artikelnummer: 208465

Hersteller: Melag

Preis: 4.049,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der kleinere S-Klasse-Autoklav der MELAG Pro Line - Vacuclave 118 S - bietet eine kostengünstige Alternative für Praxen und Kliniken, die keine B-Klasse-Autoklaven benötigen. Das fraktionierte Vakuum-Verfahren des Vacuclave 118 S gewährleistet sogar eine sichere Sterilisation von verpackten Instrumenten mit einfachen Hohlkörpern wie Gelenkinstrumenten (z. B. Scheren und Nadelhalter). Vacuclave 118 S ist die optimale Lösung für Ihr Budget und Ihr Instrumentarium.

Die Pro-Line-Klasse-S Autoklaven von MELAG bieten eine einzigartige Qualität, hergestellt in Deutschland, die für maximale Zuverlässigkeit im Praxisbetrieb sorgt. Mit ihrem schnellen Klasse-S-Vakuumverfahren ermöglichen sie die zuverlässige Sterilisation von bis zu 4 kg auf 5 Tablett in nur 13 bis 23

Minuten, zuzüglich der zeitgesteuerten Trocknung. Das Smart-Touch-Display mit LED-Status bietet einen Touchscreen mit intuitiver Menüstruktur für eine einfache Bedienung.

Die Konnektivität und Datenprotokollierung dieser Autoklaven gewährleisten die Einhaltung rechtlicher Anforderungen durch die Protokollierung der Sterilisationsparameter per USB-Stick, Netzwerk oder Protokollausdruck mit dem zusätzlich erhältlichen Drucker MELAprint 80. Das Stand-alone-Gerätekonzert ist mit integrierten Wassertanks und hocheffektiver Luftkühlung ausgestattet, was einen standortunabhängigen Betrieb ohne Kühlwasser ermöglicht. Durch den Power-Save-Energiesparmodus befinden sich Heizung und Display zwischen den Sterilisationen im Ruhezustand, was eine optimale Energieeffizienz gewährleistet. Das EasyCare-Routinekonzept bietet anwenderfreundliche Optimierungen für einen effizienten Filtertausch, die Reinigung des Tanks und die Wasserversorgung.

Hinweise:- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist alle 2000 Zyklen oder spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Ausführung: Pro Line

Abmessungen Tx Bx H: 64 cm x 47 cm x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Stromversorgung: 220 - 230 V

Leistung: 2.100 W

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Kammervolumen: 17 Liter

Beladungsmenge: 4 kg Instrumente / 1 kg Textilien