



MELAG SCHUBHAKEN FÜR CLINICLAVE 45 SERIE

passend für Chargengleiter

Artikelnummer: 200282

Hersteller: Melag

UVP: 145,00 €

Preis: 134,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Verwenden Sie den MELAG Schubhaken zum einfachen Be- und Entladen Ihres Cliniclave 45. Bei Verwendung des Beladewagens und der Gleitschiene Komfort kann der Chargengleiter bequem in die Sterilisationskammer geschoben werden. Neben der verbesserten Ergonomie erhöhen Sie auch den Arbeitsschutz und beugen Verbrennungen beim Be- und Entladen vor. Nur in Verbindung mit dem Beladungssystem (Schubhaken, Transportwagen und Chargengleiter) zu verwenden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber;blau

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate