



MELAG TABLETTHEBER AUS KUNSTSTOFF

geeignet für originale MELAG Tablettts

Artikelnummer: 111678

Hersteller: Melag

Preis: 49,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Tablettheber wurde konzipiert, um die Arbeit mit Tablettts für die Sterilisation zu erleichtern. Der Tablettheber aus robustem Kunststoff passt perfekt zu den Tablettts von MELAG. Dank des handlichen Gerätes können Sie heiße Tablettts sicher und gefahrlos aus dem Sterilisator entnehmen. Die Arbeit wird erleichtert und die Sicherheit erhöht.

Spezifikation:

Art des Artikels: Tablett

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: blau

Material: Kunststoff