



MELAG TRÄGER MIT ISO-ADAPTERN FÜR MELAQUICK

für 7 Übertragungsinstrumente

Artikelnummer: 200024

Hersteller: Melag

UVP: 229,00 €

Preis: 187,98 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Träger mit ISO-Adaptoren von MELAG ist für den Einsatz im MELAquick 12+ und MELAquick 12+ p konzipiert. Auf einem stabilen Untersetzer befinden sich ISO-Adapter für sieben Übertragungsinstrumente. Der Träger sorgt so für Ordnung und Sicherheit des wertvollen Instrumentariums während des Aufbereitungsprozesses.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: MELAquick 12+;MELAquick12+ p

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 7 Übertragungsinstrumente