




## **MELAG TÜRDICHTUNG FÜR HEIßLUFT-STERILISATOR 255N**

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 115666

Hersteller: Melag

**Preis: 55,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Türdichtung von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für den Heißluftsterilisator 255N. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich: Podologie;Tattoo;Veterinär;Labor

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: Heißluftsterilisator 255N

Material: Silikon