



MELAG TÜRDICHTUNG FÜR MELATRONIC STERILISATOREN

passend für Typ 23, MELAtronic 23/23EN

Artikelnummer: 112411

Hersteller: Melag

Preis: 64,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Türdichtung von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für die Geräte Typ 23, MELAtronic 23 und 23 EN. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

Hinweis: Nicht geeignet für Premium/Profi-Klasse/Euroklaven (S-Klasse) Geräte.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Passend für RDG: MELAtronic 23;MELAtronic 24;MELAtronic 28;MELAtronic 29;MELAtronic 30;MELAtronic 23 EN;Typ 23

Material: Silikon