



MELAG TÜRDICHTUNG TYP 17 FÜR MELATRONIC 17 / 17EN

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 112063

Hersteller: Melag

Preis: 54,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Türdichtung von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für die Geräte MELAtronic 17 und 17 EN. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Passend für RDG: MELAtronic 17 EN;MELAtronic 17

Material: Silikon