



MELAG UNIVERSALKORB FÜR MELAQUICK

mit Kleinteileeinsatz

Artikelnummer: 200023

Hersteller: Melag

UVP: 229,00 €

Preis: 208,15 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Universalkorb von MELAG ist speziell für den Einsatz in MELAquick 12+ und MELAquick 12+ p konzipiert. Der Universalkorb ist hier für die Aufnahme von Kleinteilen wie z.B. Klammern, Scheren und Skalpellen gedacht, um diese während der Aufbereitung zu schützen. Der Kleinteileeinsatz bewahrt zusätzlich besonders kleine Teile auf, die besonderen Schutz benötigen.

Hinweis: Der Untersetzer auf dem Foto (Artikelnummer 200027) ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: MELAquick 12+;MELAquick12+ p

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate