



## MELAG VACUCLAVE 123 SPARPAKET - FRÜHJAHRESAKTION

B-Klasse Autoklav, 23L Kesselvolumen mit Zubehör

Artikelnummer: 208524

Hersteller: Melag

UVP: 7.255,00 €

**Preis: 5.699,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Den Sonderpreis erhalten Sie im Rahmen unserer Frühjahresaktion. Das Angebot ist gültig bis einschließlich 30.06.2024.

Sie kennen sicherlich die weltweit am meisten verkauften Autoklaven der MELAG Profi-Klasse? Dann werden Sie die neue Generation der Geräte lieben - von den Funktionen bis zum Preis! Das preiswerte Einstiegsmodell der Pro Line überzeugt auf ganzer Linie: Mit intelligenten Bedien- und Dokumentationskonzepten sowie einem Kammervolumen von 23 Litern bietet der Vacuclave 123 alles, was Sie für eine komfortable und ressourcenschonende Sterilisation Ihrer Instrumente benötigen. Und das alles in der MELAG-Qualität, die Sie von den bewährten Vorgängermodellen kennen

und schätzen: Auf diese Autoklaven ist Verlass! MELAG Medizintechnik entwickelt, produziert und optimiert seit 1951 am Firmensitz in Berlin unter höchsten Qualitätsanforderungen.

Dieses Paket enthält:- Vacuclave 123 Dampfsterilisator- USB-Stick-Tabletthalterung- 3 Tablett- MELAcontrol

Der MELAG Vacuclave 123 bietet mehr als er kostet: Der Autoklav verfügt über ein leistungsstarkes Klasse B Vakuumverfahren für eine zuverlässige Sterilisation von bis zu 6 kg auf 5 Tablett in nur 16 bis 31 Minuten (zzgl. zeitgesteuerter Trocknung). Mit dem Smart-Touch Display und LED-Status können Sie das Touchscreen-Display mit intuitiver Menüstruktur einfach wie ein Smartphone bedienen. Die Konnektivität und Datenprotokollierung ermöglichen die Einhaltung rechtlicher Anforderungen durch Protokollierung der Sterilisationsparameter per USB-Stick oder Netzwerk. Das stand-alone Gerätekonzept mit integrierten Wassertanks und hocheffektiver Luftkühlung ermöglicht den standortunabhängigen Betrieb ohne Kühlwasser. Der Power Save Energiesparmodus sorgt für eine Top-Energieeffizienz, indem Heizung und Display zwischen den Sterilisationen in den Ruhezustand versetzt werden. Das EasyCare Routinekonzept bietet anwenderfreundliche Optimierungen für effizienten Filtertausch, Tankreinigung und Wasserversorgung. Dieses Aktionspaket enthält neben 3 Tablett und der passenden Halterung auch ein MELAG Helix-Test MELAcontrol Praxis-Set.

Optional verfügbar: Wenn Sie eine automatische Wasserversorgung wünschen, können Sie den Vacuclave 123 mit einem Anschlusset für Speisewasser und Abwasser (Art.-Nr. 207915) an die Wasser-Aufbereitungsanlagen MELAdem 40 oder MELAdem 47 und an ein hausseitiges Siphon anschließen. Dank des vielfältigen Zubehörs können wir ganz einfach die Konfiguration zusammenstellen, die am besten zu Ihnen passt und Ihre Ideen vom zeit-, platz- und kostensparenden Hygiene-Workflow Wirklichkeit werden lassen. Hinweise:- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist alle 2000 Zyklen oder spätestens alle zwei Jahre notwendig.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Pro Line

Abmessungen Tx Bx H: 64 x 47 x 50 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 2.100 W

Wasseranschluss: Stand alone

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Kammervolumen: 23 Liter

Beladungsmenge: max. 6 kg Instrumente / 2 kg Textilien