




\*Abbildung ähnlich

## **MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR HEIßLUFTSTERILISATOR SF160**

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206696.00009

Name der Variante: SF160

Hersteller: Memmert

UVP: 106,00 €

**Preis: 96,61 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Heißluftsterilisatoren der SF-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: SF160

Material: Edelstahl