




*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR HEIßLUFTSTERILISATOR SF750

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206696.00015

Name der Variante: SF750

Hersteller: Memmert

UVP: 226,00 €

Preis: 205,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Heißluftsterilisatoren der SF-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: SF750plus

Material: Edelstahl