




\*Abbildung ähnlich

## **MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR HEIßLUFTSTERILISATOR SN110PLUS**

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206695.00008  
Name der Variante: SN110plus  
Hersteller: Memmert

UVP: 106,00 €

**Preis: 96,61 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Heißluftsterilisatoren der SN-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: SN110plus

Material: Edelstahl