



TÜRDICHTUNG 3870 D NUTAUSSFÜHRUNG

Original Ersatzteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 204146

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Diese Türdichtung (Nutausführung) ist ein Original-Ersatzteil für die Tuttnauer Geräte 3870-D. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Arbeitsalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil