



## **TÜRDICHTUNG FÜR KSG 40/60 (DIPR012032)**

zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 130017

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Die Türdichtung ist kompatibel mit KSG 40/60 und hat eine Länge von 1405 Millimetern. Eine intakte Türdichtung sorgt für zuverlässigen Abschluss der Tür Ihres Autoklaven und sichert so auch eine optimale Reinigungsleistung. Sollte Ihre Türdichtung aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß einmal ausgetauscht werden müssen, lässt sich der Wechsel mit diesem Ersatzteil einfach und schnell selbst bewerkstelligen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Material: Silikon