




TÜRDICHTUNG FÜR KSG 50/80 (DIPR012022)

zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 130147

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die Türdichtung ist kompatibel mit KSG 50/80 und hat eine Länge von 1725 Millimetern. Eine intakte Türdichtung sorgt für zuverlässigen Abschluss der Tür Ihres Autoklaven und sichert so auch eine optimale Reinigungsleistung. Sollte Ihre Türdichtung aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß einmal ausgetauscht werden müssen, lässt sich der Wechsel mit diesem Ersatzteil einfach und schnell selbst bewerkstelligen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: farblos

Material: Silikon