



TÜRDICHTUNG FÜR KSG 666/669/6612

zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 130018

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die Türdichtung ist kompatibel mit KSG 666/669/6612 und hat eine Länge von 2760 Millimetern bei einem Durchmesser von 20 Millimetern. Eine intakte Türdichtung sorgt für zuverlässigen Abschluss der Tür Ihres Autoklaven und sichert so auch eine optimale Reinigungsleistung. Sollte Ihre Türdichtung aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß einmal ausgetauscht werden müssen, lässt sich der Wechsel mit diesem Ersatzteil einfach und schnell selbst bewerkstelligen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwa

Passend für Sterilisator: KSG 666;KSG 669;KSG 6612

Material: Silikon