




*Abbildung ähnlich

TUTTNAUER TÜRDICHTUNG FÜR 5075HSG-D

zum schnellen Selbstaustausch

Artikelnummer: 206742

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Diese Türdichtung ist kompatibel mit dem Sterilisator 5075HSG-D von Tuttnauer. Das Original-Ersatzteil ist aus Silikon und passt perfekt in die automatische Tür des Gerätes. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Arbeitsalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Passend für Sterilisator: 5075HSG-D