



## WASSERANSCHLUSSSET FÜR PREMIUM-KLASSE (41B+/43B+)

zum Anschluss der Wasseraufbereitung und eines automatischen Wasserablaufs

Artikelnummer: 206382

Hersteller: Melag

**Preis: 98,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Wasseranschlusset von MELAG kann in Verbindung mit den Autoklaven der Premium-Klasse genutzt werden. Das Set dient dem Anschluss einer Wasseraufbereitungs-Anlage und eines automatischen Wasserablaufs für die Geräte Vacuklav 41 B+ Evolution und Vacuklav 43 B+ Evolution und beinhaltet bereits alles, was für den Anschluss benötigt wird. Über den Anschluss können die Geräte mit den Wasseraufbereitungsanlagen MELAdem 40 und MELAdem 47 verbunden werden. Das Set ermöglicht eine Umrüstung von Stand alone-Geräten auf Festwasseranschluss.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für Sterilisator: Vacuklav 41 B+;Vacuklav 43 B+