



DENTAL X TÜRDICHTUNG FÜR DENTAL X / KSG / DENTARES STERILISATOREN

zum Selbstaustausch, schwarz

Artikelnummer: 130031

Preis: 73,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die schwarze Silikon-Türdichtung ist kompatibel mit den Geräten von Dental X (ab Baujahr 2007), Dentares (ab Baujahr 2007), ADEMIK (ab Baujahr 2007) und KSG 125B/125. Eine intakte Türdichtung sorgt für zuverlässigen Abschluss der Tür Ihres Autoklaven und sichert so auch eine optimale Reinigungsleistung. Sollte Ihre Türdichtung aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß einmal ausgetauscht werden müssen, lässt sich der Wechsel mit diesem Ersatzteil einfach und schnell selbst bewerkstelligen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: Dental X Autoklaven;KSG 125 B;Dentares Autoklaven

Material: Silikon