



DENTAL X TÜRDICHTUNG FÜR DENTAL X / KSG / DENTARES STERILISATOREN

zum Selbstaustausch, grau

Artikelnummer: 130006

Preis: 74,13 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die graue Silikon-Türdichtung ist kompatibel mit den Geräten Dental X Domina (bis Baujahr 2005/2006), Dentares Dentaclav (bis Baujahr 2005/2006), ADEMIK Domina (bis Baujahr 2005/2006) und KSG 125B/125. Eine intakte Türdichtung sorgt für zuverlässigen Abschluss der Tür Ihres Autoklaven und sichert so auch eine optimale Sterilisationsleistung. Sollte Ihre Türdichtung aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß einmal ausgetauscht werden müssen, lässt sich der Wechsel mit diesem Ersatzteil einfach und schnell selbst bewerkstelligen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: grau

Passend für Sterilisator: Dental X Autoklaven;KSG 125 B;Dentares Autoklaven

Material: Silikon