



EURONDA AQUABOX EXTERNE WASSERSTEUERUNG

Aufrüstung für Euronda-Autoklaven

Artikelnummer: 200597

Hersteller: Euronda

UVP: 119,00 €

Preis: 113,90 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die EURONDA Aquabox ermöglicht es, Ihr EURONDA Gerät schnell und einfach zu einem Festwassergerät aufzurüsten. Die Aquabox wird benötigt, wenn der Autoklav über ein anderes System als den EURONDA Aquafilter mit Wasser versorgt werden soll.

Der Anschluss erfolgt, indem die Box an der Rückwand des Gerätes befestigt wird und zwischen das wasserführende System und den Sterilisator geschaltet wird. Dies sorgt dafür, dass sich Autoklaven mit destilliertem oder demineralisiertem Speisewasser aus beliebigen externen Quellen versorgen lassen. Geräte mit Leitfähigkeitsmesser überwachen automatisch die Wasserqualität des zugeführten Wassers.

Hinweis: Die Aquabox sorgt für die korrekte Dosierung des Speisewassers für die Sterilisation, sie darf nur mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser verwendet werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 5,8 cm x 11 cm x 11 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate