



## LENKROLLEN-SET FÜR STANDGERÄTE DER TUTTNAUER D-SERIE

anstelle von Standfüßen

Artikelnummer: 206954

Hersteller: Tuttnauer

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Das Lenkrollen-Set kann alternativ zu den Standard-Standfüßen der vertikalen Autoklaven der D-Linie verwendet werden. Das Gerät wird somit rollbar und kann flexibel innerhalb des Arbeitsbereiches bewegt werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Belade-/ Transportwagen

Fachbereich: Labor;Pharma