



LUBRINOL PFLEGEÖL, 400 ML

für chirurgische Instrumente

Artikelnummer: 201005

Hersteller-EAN: 4047389020041

Hersteller: Key Surgical

Preis: 5,87 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Lubrinol Pflegeöl ist speziell für den Einsatz mit chirurgischen Instrumenten konzipiert. Es weist eine hohe Kriechwirkung und optimale Gelenkschmiereigenschaften auf, außerdem ist es physiologisch unbedenklich. Lubrinol ist für die Dampfsterilisation bei 134° C geeignet und wird einfach vor der Aufbereitung aus ca. 20 bis 30 Zentimetern Entfernung auf das Instrumentarium gesprüht.

Spezifikation:

Art des Artikels: Pflegeöl

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; Dental; Gynäkologie; KfO; HNO; MKG; OP