



MATACHANA TÜRDICHTUNG FÜR AUTOMAT 35 EN UND 35-V

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 203418

Hersteller: matachana

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die Türdichtung von matachana ist kompatibel mit Automat 35 EN und 35-V. Eine intakte Türdichtung sorgt für zuverlässigen Abschluss der Tür Ihres Autoklaven und sichert so auch eine optimale Reinigungsleistung. Sollte Ihre Türdichtung aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß einmal ausgetauscht werden müssen, lässt sich der Wechsel mit diesem Ersatzteil einfach und schnell selbst bewerkstelligen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: Automat 35 EN;Automat 35-V

Material: Silikon