



MELAG BELADUNGS AUSZUG FÜR VACUCLAVE 550

für bis zu 10 MELAstore-Boxen

Artikelnummer: 206736

Hersteller: Melag

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Der Beladungsauszug wurde speziell für die Nutzung mit dem neuen Vacuclave 550 von MELAG konzipiert. Der Beladungsauszug fasst bis zu zehn MELAstore-Boxen 100 (Art.-Nr. 200203) oder sieben MELAstore-Boxen 200 (Art.-Nr. 200204) plus eine MELAstore-Box 100. Zusätzlich kann der Beladungsauszug mit der Halterung Comfort (Art.-Nr. 206735) kombiniert werden und bietet so Platz für bis zu 16 Tablett. So wird die gleichzeitige Aufbereitung von großen Mengen Instrumentarium ermöglicht. Der Beladungsauszug erleichtert die Handhabung von vielen Tablett und Boxen gleichzeitig und verkürzt die Arbeitsabläufe.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Vacuclave 550

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate